



Manual de Instrucciones del producto Calcium Chloride Solution (0.025M)

Calcium Chloride Solution (0.025M)

I. Uso previsto

Pacific Hemostasis® Calcium Chloride Solution 0,025 M (CaCl₂) se utiliza con activadores basados en partículas para pruebas de tiempo de tromboplastina parcial activada (uso con KONTACT).

Consulte los números de referencia 100308 y 100312 (Kontakt)

II. Reactivo

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Composición: Cloruro de calcio al 0,2775 %, azida sódica al 0,1 %, y estabilizantes.

Advertencia: Calcium Chloride Solution (0,025 M) contiene azida sódica. En un medio ácido, la azida sódica produce ácido hidrazóico, un compuesto muy tóxico. Diluir con agua corriente antes de desechar, y luego aclarar con agua abundante. Se recomienda seguir estas precauciones a fin de evitar la acumulación de residuos en las tuberías de metal, que pueden generar condiciones explosivas.

Conservar este producto a 2–8 °C.

Material suministrado: CaCl₂ (0,025 M), 10 x 4 ml o 10 x 10 ml

Información para pedidos

Nº de ref.	Descripción	Contenido
100309	CaCl ₂ (0,025M)	10 x 4 mL
100314	CaCl ₂ (0,025M)	10 x 10 mL
100308	KONTACT	10 x 4 mL
100312	KONTACT	10 x 10 mL

GARANTÍA LIMITADA DE FISHER DIAGNOSTICS®

Fisher Diagnostics (FD) garantiza al comprador que sólo los productos de Fisher Diagnostics funcionarán tal y como se describe en sus etiquetas y documentación. El comprador debe determinar si los productos de Fisher Diagnostics son idóneos para sus aplicaciones específicas. La única obligación de Fisher Diagnostics será, a su elección, la sustitución de un producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones, o bien la devolución del precio de compra. FD RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO INDIVIDUAL. Ni FD ni sus afiliados podrán ser considerados responsables, en ningún caso, por las pérdidas o daños incidentales o consecuentes.

Pacific Hemostasis® es una marca registrada de Fisher Scientific Company L.L.C.

Fisher Diagnostics® es una marca registrada de Fisher Scientific Company L.L.C.

[Nota : se presentan las claves de los símbolos utilizados en los rótulos] :

Clave de los símbolos para:

(símbolo gráfico) Fabricante

IVD Dispositivo médico para diagnóstico *in vitro*

LOT Numero de lote



Pacific Hemostasis®

(símbolo grafico) Fecha de caducidad

(símbolo grafico) Limite de temperatura

CE Marca CE

REF Numero de catalogo

(símbolo grafico) Consultar instrucciones de uso

PD Fecha del envase

EC/ REP Representante autorizado en la Comunidad Europea

Fisher Diagnostics®

Fisher Scientific Company L.L.C.

8365 Valley Pike

Middletown, VA 22645-0307, EE.UU.

1-(800) 528-0494 sólo en EE.UU.

EC REP

MDCI Ltd.

Arundel House

1 Liverpool Gardens

Worthing, West Sussex BN11 1SL

R.U.